



Katalog wyrobów
Catalogue
Каталог

Nasza historia

Our history

Наша история



GALMED jest firmą rodzinną. Jej założycielem jest Marian Meger, obecnie działalność kontynuuje córka, Katarzyna Meger. Firma powstała w 1980 roku, od 1985 roku zajmujemy się produkcją jednorazowego sprzętu medycznego. Produkcję rozpoczęliśmy w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, na którym zaczynało brakować sprzętu z importu. Początkowo działaliśmy jako członek spółdzielni rzemieślniczej, a po przemianach ustrojowych, od 1989 roku już jako samodzielne przedsiębiorstwo. Byliśmy współzałożycielami nieistniejącego już Stowarzyszenia Producentów Sprzętu Medycznego w Bydgoszczy oraz członkiem Izby Gospodarczej Polfarmed. Obecnie jesteśmy członkiem Izby Gospodarczej Technomed jak również członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Od początku działalności priorytetem były dla nas jakość i bezpieczeństwo produktów. Spełniamy wysokie standardy narzucone przez Dyrektywę 93/42/WE oraz Rozporządzenie MDR, normę EN ISO 13485 jak również normy zharmonizowane. Na wszystkie wyroby posiadamy certyfikaty EC. Nasze firma nadzorowana jest przez jednostkę notyfikowaną TÜV Nord, corocznie odbywają się u nas audyty nadzorcze, co trzy lata audyty recertyfikacyjne. Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej działaliśmy na podstawie Koncesji Ministra Zdrowia oraz certyfikatów wydawanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego i Instytut Leków.

Produkcja w całości odbywa się w naszym zakładzie w Bydgoszczy. Hale produkcyjne o kontrolowanych warunkach stanowią strefę o podwyższonej klasie czystości. Posiadamy wytłaczarki i wtryskarki, wytłaczarkę z rozdmuchem, automatyczną pakownikę typu flow-pack, urządzenia do produkcji opakowań jednostkowych jak również własną komorę sterylizacyjną na tlenek etylenu zwalidowaną na zgodność z normą EN-ISO 11135.

Wysoką jakość osiągamy dzięki stabilnej, odpowiedzialnej załodze, której trzon stanowią doświadczeni pracownicy, będący z nami od kilkunastu, a nieraz i ponad dwudziestu lat. Produkujemy wyłącznie z przebadanych materiałów, kupowanych od sprawdzonych dostawców. We własnym zakresie opracowujemy nowe oprzyrządowanie i urządzenia, dzięki czemu możemy szybko i elastycznie reagować na zmieniające się trendy i indywidualne potrzeby klientów.

Dobre relacje z odbiorcami są dla nas wartością nadzczną.



GALMED company is a family business. Its founder is Marian Meger, currently his daughter Katarzyna Meger continues his activity. The company was founded in 1980, and since 1985 we have been producing disposable medical equipment. We started the production in response to the market demand, which showed the shortage of imported equipment. Initially, we have been operating as a member of a craft cooperative, and after the political changes, from 1989 as an independent enterprise. We were co-founders of the now-defunct Association of Medical Equipment Manufacturers in Bydgoszcz and a member of the Polfarmed Chamber of Commerce. We are currently a member of the Technomed Chamber of Commerce as well as a member of the Bydgoszcz Industrial Cluster.


From the beginning of our activity, the quality and safety of products have been our priority. We meet the high standards imposed by Directive 93/42/EC and the MDR Regulation, EN ISO 13485 as well as harmonized standards. We have EC certificates for all products. Our company is supervised by the notified body TÜV Nord, we conduct annual supervisory audits, and recertification audits every three years. Before Poland joined the European Union, we operated on the basis of the License of the Minister of Health and certificates issued by the National Institute of Public Health and the Medicines Institute.

The entire production takes place at our plant in Bydgoszcz. Production halls with controlled conditions constitute a zone with an increased cleanliness class. We have extruders and injection molding machines, an extruder with a blow molding machine, an automatic flow-pack machine, equipment for the production of unit packages as well as our own ethylene oxide sterilization chamber validated for compliance with the EN-ISO 11135 standard.

We achieve high quality thanks to a stable, responsible team, the core of which are experienced employees who have been with us for over a dozen, and sometimes for over twenty years.

We produce only from tested materials, purchased from reliable suppliers. We develop new tooling and devices on our own, thanks to that we can react quickly and flexibly to changing trends and individual customer needs.

Good relations with recipients are of paramount importance to us.



Фирма GALMED это семейное предприятие. Ее основателем является Мариан Мегер, а сейчас его деятельность продолжает дочь, Каталина Мегер. Компания была основана в 1980 году, а с 1985 года занимается производством одноразового медицинского оборудования. Мы начали производство в ответ на потребности рынка, на котором не хватало импортного оборудования. Изначально мы действовали в качестве члена ремесленного кооператива, а после политических изменений, с 1989 года, как самостоятельное предприятие. Мы были соучредителями уже не существующей Ассоциации производителей медицинского оборудования в Быдгощи и членом Торгово-промышленной палаты Polfarmed. В настоящее время являемся членом Торговой палаты Technomed, а также членом Промышленного кластера города Будгощ.

С самого начала нашей деятельности нашим приоритетом было качество и безопасность продукции. Мы соблюдаем высокие стандарты, установленные Директивой 93/42/ЕС и Регламентом MDR, стандартом EN ISO 13485, а также гармонизированными стандартами. У нас имеются сертификаты ЕС на всю продукцию. Наша компания находится под надзором нотифицированного органа TÜV Nord, ежегодно у нас проводятся надзорные аудиты, а каждые три года ресертификационные. До момента вступления Польши в Европейский Союз мы действовали на основании лицензии Министра Здравоохранения и сертификатов, выданных Национальным институтом общественного здравоохранения и Институтом лекарственных средств.

Весь производственный процесс происходит на нашем предприятии расположенному в городе Быдгощ. Производственные цеха с контролируемым режимом представляют собой зону чистоты повышенного класса. У нас находятся экструдеры и термопластоматы, экструдер с выдувным формированием, автоматическая упаковочная машина flow-pack, оборудование для производства единичной упаковки, а также собственная стерилизационная камера работающаяся по принципу стерилизации оксидом этилена, аттестованная на соответствие стандарту EN-ISO 11135.

Высокое качество продукции достигаем благодаря стабильной, ответственной команде, ядро которой составляют опытные сотрудники, которые работают с нами более десятка, а иногда и больше, чем двадцать лет. Наш ассортимент производим только из проверенных материалов, закупленных у надежных поставщиков. Самостоятельно разрабатываем новые инструменты и устройства, благодаря которым мы можем быстро и гибко реагировать на меняющиеся тенденции и индивидуальные потребности клиентов.

Хорошие отношения с получателями являются для нас преемственной ценностью.



CEWNIKI UROLOGICZNE HYDROFILOWE

Hydrophilic urologic catheters

Гидрофильные урологические катетеры



Prezentujemy nowy typ cewników urologicznych pokrytych warstwą hydrofilową opracowaną przez firmę GALMED we współpracy z Politechniką Warszawską.

Warstwa po zamoczeniu w wodzie pęcznieje nadając cewnikowi poślizg, co znacznie ułatwia aplikację w czystym cewnikowaniu (CIC).

Oferujemy również zestawy:

- z saszetką z wodą
- z saszetką z wodą i workiem na mocz

Zestawy pozwalają na cewnikowanie w miejscach o utrudnionym dostępie bieżącej wody jak również w podróży i miejscach bez dostępu do łazienki.

Saszetki wyposażone są w klips naszego oryginalnego projektu pozwalający na przebitie saszetki przy użyciu niewielkiej siły.

We present a new type of urologic catheters, hydrophilic coated, developed by GALMED in cooperation with Warsaw Polytechnic.

The hydrophilic layer after dipping in water swells up giving the catheter a slip, which facilitates the application in clear intermittent catheterisation (CIC).

Hydrophilic coated catheters are also sold in kits:

- with water sachet
- with water sachet and urine bag

The kits allow for catheterization in places with difficult access to running water, as well as in travel and places without access to a bathroom.

Water sachets are equipped with clip which is our original design, allowing easy opening.

Представляем новый тип урологических катетеров, покрытых гидрофильный слой, разработанных фирмой ГАЛМЕД в сотрудничестве с Варшавским Технологическим Университетом. Слой после погружения в воду розбухает, придавая катетеру скольжение, что значительно облегчает апликацию в чистой катетеризации (CIC).

Предлагаем также наборы:

- с пакетиком с водой
- с пакетиком и мешком для сбора мочи

Наборы позволяют провести катетеризацию в местах с ограниченным доступом проточной воды, а также в путешествии и местах без доступа к санузлу.

Пакетики снабжены зажимом нашей оригинальной разработки, который позволяет проколоть пакетик с небольшим усилием.





Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton
Hydrophilic coated urological catheter Nelaton
Гидрофильтные урологические катетеры Nelaton

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	910604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	910804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	911004001	
CH12	4,0 mm	400 mm	911204001	
CH14	4,7 mm	400 mm	911404001	
CH16	5,3 mm	400 mm	911604001	
CH18	6,0 mm	400 mm	911804001	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton
Гидрофильтные урологические катетеры Женский Nelaton

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	200 mm	910602002	
CH8	2,8 mm	200 mm	910802002	
CH10	3,3 mm	200 mm	911002002	
CH12	4,0 mm	200 mm	911202002	
CH14	4,7 mm	200 mm	911402002	
CH16	5,3 mm	200 mm	911602002	
CH18	6,0 mm	200 mm	911802002	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy krótki
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton short
Гидрофильтные урологические катетеры Женский Nelaton короткая

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	110 mm	910601104	
CH8	2,8 mm	110 mm	910801104	
CH10	3,3 mm	110 mm	911001104	
CH12	4,0 mm	110 mm	911201104	
CH14	4,7 mm	110 mm	911401104	
CH16	5,3 mm	110 mm	911601104	
CH18	6,0 mm	110 mm	911801104	



Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann

Hydrophilic coated urological catheter Tiemann

Гидрофильные урологические катетеры Tiemann

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804000	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann prosty

Hydrophilic coated urological catheter Tapered tip

Гидрофильные урологические катетеры Tiemann прямой

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004001	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204001	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404001	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604001	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804001	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Soft-tip

Hydrophilic coated urological catheter Tapered Soft-tip

Гидрофильные урологические катетеры Soft-tip

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604002	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804002	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004002	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204002	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404002	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604002	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804002	



Cewnik urologiczny hydrofilowy Couvelaire
Hydrophilic coated urological catheter Couvelaire
Гидрофильные урологические катетеры Couvelaire

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	930604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	930804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	931004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	931204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	931404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	931604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	931804000	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Nelaton with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	910604011	
CH8	2,8 mm	400 mm	910804011	
CH10	3,3 mm	400 mm	911004011	
CH12	4,0 mm	400 mm	911204011	
CH14	4,7 mm	400 mm	911404011	
CH16	5,3 mm	400 mm	911604011	
CH18	6,0 mm	400 mm	911804011	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton with water sachet
Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	200 mm	910602012	
CH8	2,8 mm	200 mm	910802012	
CH10	3,3 mm	200 mm	911002012	
CH12	4,0 mm	200 mm	911202012	
CH14	4,7 mm	200 mm	911402012	
CH16	5,3 mm	200 mm	911602012	
CH18	6,0 mm	200 mm	911802012	



Cewnik hydrofilowy urologiczny Nelaton mini z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton short with water sachet
Гидрофильтные урологические катетеры Женский Nelaton короткая с пакетиком


rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	110 mm	910601114	
CH8	2,8 mm	110 mm	910801114	
CH10	3,3 mm	110 mm	911001114	
CH12	4,0 mm	110 mm	911201114	
CH14	4,7 mm	110 mm	911401114	
CH16	5,3 mm	110 mm	911601114	
CH18	6,0 mm	110 mm	911801114	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Tiemann with water sachet
Гидрофильтные урологические катетеры Tiemann с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604010	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804010	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004010	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204010	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404010	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604010	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804010	

Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann prosty z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Tapered tip with water sachet
Гидрофильтные урологические катетеры Tiemann прямой с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604011	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804011	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004011	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204011	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404011	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604011	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804011	



Cewnik hydrofilowy urologiczny Soft-tip z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Tapered Soft-tip with water sachet
Гидрофильтные урологические катетеры Soft-tip с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604012	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804012	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004012	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204012	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404012	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604012	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804012	

Cewnik urologiczny hydrofilowy Couvelaire z saszetką z wodą
Hydrophilic coated urological catheter Couvelaire with water sachet
Гидрофильтные урологические катетеры Couvelaire с пакетиком

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	930604010	
CH8	2,8 mm	400 mm	930804010	
CH10	3,3 mm	400 mm	931004010	
CH12	4,0 mm	400 mm	931204010	
CH14	4,7 mm	400 mm	931404010	
CH16	5,3 mm	400 mm	931604010	
CH18	6,0 mm	400 mm	931804010	





Zestaw - Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton z saszetką z wodą i workiem na mocz

Hydrophilic coated urological catheter Nelaton with water sachet and urine bag

Гидрофильные урологические катетеры Nelaton с пакетиком и мешком для мочи

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	910604021	
CH8	2,8 mm	400 mm	910804021	
CH10	3,3 mm	400 mm	911004021	
CH12	4,0 mm	400 mm	911204021	
CH14	4,7 mm	400 mm	911404021	
CH16	5,3 mm	400 mm	911604021	
CH18	6,0 mm	400 mm	911804021	

Zestaw - Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy z saszetką z wodą i workiem na mocz

Hydrophilic coated urological catheter Female Nelaton with water sachet and urine bag

Гидрофильные урологические катетеры Женский Nelaton с пакетиком и мешком для мочи

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	200 mm	910602022	
CH8	2,8 mm	200 mm	910802022	
CH10	3,3 mm	200 mm	911002022	
CH12	4,0 mm	200 mm	911202022	
CH14	4,7 mm	200 mm	911402022	
CH16	5,3 mm	200 mm	911602022	
CH18	6,0 mm	200 mm	911802022	

Zestaw - Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann z saszetką z wodą i workiem na mocz

Hydrophilic coated urological catheter Tiemann with water sachet and urine bag

Гидрофильные урологические катетеры Tiemann с пакетиком и мешком для мочи

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604020	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804020	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004020	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204020	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404020	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604020	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804020	



Zestaw - Cewnik hydrofilowy urologiczny Tiemann prosty z saszetką z wodą i workiem na mocz

Hydrophilic coated urological catheter Tapered tip with water sachet and urine bag

Гидрофильные урологические катетеры Tiemann прямой с пакетиком и мешком для мочи


rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604021	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804021	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004021	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204021	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404021	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604021	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804021	

Zestaw - Cewnik hydrofilowy urologiczny Soft-tip z saszetką z wodą i workiem na mocz

Hydrophilic coated urological catheter Tapered Soft-tip with water sachet and urine bag

Гидрофильные урологические катетеры Soft-tip с пакетиком и мешком для мочи

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	920604022	
CH8	2,8 mm	400 mm	920804022	
CH10	3,3 mm	400 mm	921004022	
CH12	4,0 mm	400 mm	921204022	
CH14	4,7 mm	400 mm	921404022	
CH16	5,3 mm	400 mm	921604022	
CH18	6,0 mm	400 mm	921804022	



Soft-tip

CEWNIKI UROLOGICZNE

Urologic catheters

Урологические катетеры



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika

- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера



Cewnik urologiczny Nelaton

Urological catheter Nelaton

Урологические катетеры Nelaton

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	620604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	620804001	
CH9	3,0 mm	400 mm	620904001	
CH10	3,3 mm	400 mm	621004001	
CH11	3,7 mm	400 mm	621104001	
CH12	4,0 mm	400 mm	621204001	
CH13	4,3 mm	400 mm	621304001	
CH14	4,7 mm	400 mm	621404001	
CH16	5,3 mm	400 mm	621604001	
CH18	6,0 mm	400 mm	621804001	
CH20	6,7 mm	400 mm	622004001	
CH22	7,3 mm	400 mm	622204001	
CH24	8,0 mm	400 mm	622404001	
CH26	8,7 mm	400 mm	622604001	



Cewnik urologiczny Nelaton kobiccy

Urological catheter Female Nelaton

Урологические катетеры Женский Nelaton

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	200 mm	620602002	
CH8	2,8 mm	200 mm	620802002	
CH9	3,0 mm	200 mm	620902002	
CH10	3,3 mm	200 mm	621002002	
CH11	3,7 mm	200 mm	621102002	
CH12	4,0 mm	200 mm	621202002	
CH13	4,3 mm	200 mm	621302002	
CH14	4,7 mm	200 mm	621402002	
CH16	5,3 mm	200 mm	621602002	
CH18	6,0 mm	200 mm	621802002	
CH20	6,7 mm	200 mm	622002002	
CH22	7,3 mm	200 mm	622202002	


Cewnik urologiczny Nelaton kobiccy krótki

Urological catheter Female Nelaton short

Урологические катетеры Женский Nelaton короткая

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	110 mm	620601104	
CH8	2,8 mm	110 mm	620801104	
CH9	3,0 mm	110 mm	620901104	
CH10	3,3 mm	110 mm	621001104	
CH11	3,7 mm	110 mm	621101104	
CH12	4,0 mm	110 mm	621201104	
CH13	4,3 mm	110 mm	621301104	
CH14	4,7 mm	110 mm	621401104	
CH16	5,3 mm	110 mm	621601104	

Cewnik urologiczny Tiemann
Urological catheter Tiemann
Урологические катетеры Tiemann



rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	710604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	710804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	711004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	711204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	711404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	711604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	711804000	
CH20	6,7 mm	400 mm	712004000	
CH22	7,3 mm	400 mm	712204000	
CH24	8,0 mm	400 mm	712404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	712604000	

Cewnik urologiczny Couvelaire
Urological catheter Couvelaire
Урологические катетеры Couvelaire

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	400 mm	720604000	
CH8	2,8 mm	400 mm	720804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	721004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	721204000	
CH14	4,7 mm	400 mm	721404000	
CH16	5,3 mm	400 mm	721604000	
CH18	6,0 mm	400 mm	721804000	
CH20	6,7 mm	400 mm	722004000	
CH22	7,3 mm	400 mm	722204000	
CH24	8,0 mm	400 mm	722404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	722604000	

CEWNIKI REKTALNE I KANKI DOODYBYTNICZE

Rectal catheters and rectal tubes

Ректальные катетеры и ректальные зонды



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika

- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера

Cewnik rektalny

Rectal catheter

Ректальные катетеры

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH24	8,0 mm	400 mm	632404000	
CH26	8,7 mm	400 mm	632604000	
CH28	9,3 mm	400 mm	632804000	
CH30	10,0 mm	400 mm	633004000	
CH32	10,7 mm	400 mm	633204000	
CH34	11,3 mm	400 mm	633404000	
CH36	12,0 mm	400 mm	633604000	

Kanka doodbytnicza

Rectal tube

Ректальные зонды

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH16	5,3 mm	200 mm	641602000
CH24	8,0 mm	250 mm	642402500
CH30	10,0 mm	300 mm	643003000
CH30	10,0 mm	400 mm	643004000




CEWNIKI DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

Suction catheters for upper respiratory tract

Катетеры для отсасывания верхних дыхательных путей



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
 - powierzchnia satynowa ("zmrożona")
 - jednorazowego użytku
 - jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
 - kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
 - skalowane lub nieskalowane
- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
 - "frosted" surface
 - disposable
 - sterilized in ethylene oxide
 - colour-coded funnel indicating the diameter
 - with scale or without scale
- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
 - матовая поверхность
 - одноразового использования
 - стерилизованные этиленоксидом
 - цвет коннектора является кодом диаметра катетера
 - с градуировкой или без градуировки




Cewnik z centralnym otworem – typ A

Catheter with central opening - type A

Катетеры с центральным отверстием - тип А

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404001	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004001	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206001	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406001	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606001	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806001	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006001	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206001	



Cewnik z dwoma otworami – typ B
Catheter with central opening and lateral eye – type B
Катетеры с двумя отверстиями - тип В

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404002	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604002	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804002	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004002	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206002	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406002	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606002	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806002	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006002	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206002	

Cewnik z dwoma otworami bocznymi – typ C
Catheter with central opening and two lateral eyes – type C
Катетеры с двумя боковыми отверстиями - тип С

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404003	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604003	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804003	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004003	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206003	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406003	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606003	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806003	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006003	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206003	

S - skalowane
np. 690604001 S

S - with scale
e.g. 690604001 S

S - с градуировкой
нп. 690604001 S




Cewnik do odsysania zgięty (do lewego drzewa oskrzelowego)

Catheter type C angled (for left bronchus)

Катетеры изогнутый

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH4	1,3 mm	400 mm	610404004	
CH6	2,0 mm	400 mm	610604004	
CH8	2,8 mm	400 mm	610804004	
CH10	3,3 mm	400 mm	611004004	
CH12	4,0 mm	600 mm	611206004	
CH14	4,7 mm	600 mm	611406004	
CH16	5,3 mm	600 mm	611606004	
CH18	6,0 mm	600 mm	611806004	
CH20	6,7 mm	600 mm	612006004	
CH22	7,3 mm	600 mm	612206004	





ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE I DWUNASTNICZE

Stomach and duodenal tubes

Желудочные зонды и для двенадцатиперстной кишки



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- konektory zgłębników Ch 6-22 wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- cyfrowa podziałka głębokości

- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- funnels of tubes Ch 6-22 with Luer reduction inserts and plugs
- colour-coded funnel indicating the diameter
- numeric depth marks

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- коннекторы зондов Ch 6-22 вооружены редукционными прокладками Luer, и заглушками
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера
- цифровые обозначения глубины





Zgławnik żołądkowy

Stomach tube

Желудочные зонды

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy bez kontrastu RTG reference number without radiopaque line Номер каталожный	nr katalogowy z kontrastem RTG reference number with radiopaque line Номер каталожный с рентгенконтрастом	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	800 mm	670608000	670608001	
CH8	2,8 mm	800 mm	670808000	670808001	
CH10	3,3 mm	800 mm	671008000	671008001	
CH12	4,0 mm	800 mm	671208000	671208001	
CH14	4,7 mm	800 mm	671408000	671408001	
CH16	5,3 mm	800 mm	671608000	671608001	
CH18	6,0 mm	800 mm	671808000	671808001	
CH20	6,7 mm	800 mm	672008000	672008001	
CH22	7,3 mm	1000 mm	672210000	672210001	
CH24	8,0 mm	1000 mm	672410000	672410001	
CH26	8,7 mm	1000 mm	672610000	672610001	
CH28	9,3 mm	1000 mm	672810000	672810001	
CH30	10,0 mm	1000 mm	673010000	673010001	
CH32	10,7 mm	1000 mm	673210000	673210001	
CH34	11,3 mm	1000 mm	673410000	673410001	
CH36	12,0 mm	1000 mm	673610000	673610001	



Zgębnik dwunastniczy

Duodenal tube

Желудочные зонды

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy bez kontrastu RTG reference number without radiopaque line Номер каталожный	nr katalogowy z kontrastem RTG reference number with radiopaque line Номер каталожный с рентгенконтрастом	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH6	2,0 mm	1250 mm	680612500	680612501	
CH8	2,8 mm	1250 mm	680812500	680812501	
CH10	3,3 mm	1250 mm	681012500	681012501	
CH12	4,0 mm	1250 mm	681212500	681212501	
CH14	4,7 mm	1250 mm	681412500	681412501	
CH16	5,3 mm	1250 mm	681612500	681612501	
CH18	6,0 mm	1250 mm	681812500	681812501	
CH20	6,7 mm	1250 mm	682012500	682012501	
CH22	7,3 mm	1250 mm	682212500	682212501	
CH24	8,0 mm	1250 mm	682412500	682412501	

CEWNIKI DO KARMIENIA NIEMOWLĄT

Feeding catheters

Катетеры для вскармливания новорожденных



- wykonane z PCW o jakości medycznej, bez ftalanów i twardości ok. 76° ShA
- powierzchnia satynowa ("zmrożona")
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- znacznik głębokości w odległości 250 mm od dystalnego końca lub skala

- made of medical grade phtalate-free PVC, hardness ca. 76° ShA
- "frosted" surface
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- colour-coded funnel indicating the diameter
- with depth mark placed 250 mm from distal end or with scale

- изготовлены из медицинского ПВХ, без фталатов, о твердостью ок. 76° ShA
- матовая поверхность
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера
- обозначение глубины на расстоянии 250 мм от дистального конца или градуировка



Cewnik do karmienia niemowląt

Feeding catheter

Катетеры для вскармливания новорожденных

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy bez kontrastu RTG reference number without radiopaque line Номер каталожный	nr katalogowy z kontrastem RTG reference number with radiopaque line Номер каталожный с рентгенконтрастом	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH5	1,6 mm	400 mm	690504000	690504001	
CH6	2,0 mm	400 mm	690604000	690604001	
CH8	2,8 mm	400 mm	690804000	690804001	
CH10	3,3 mm	400 mm	691004000	691004001	

S - skalowane
np. 690604001 S

S - with scale
e.g. 690604001 S

S - с градуировкой
нп. 690604001 S

ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE typu SALEM

Salem Sump tube


Желудочные зонды тип Салем



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- dwukanałowy - jeden kanał ssący i jeden odpowietrzający
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- konektory kanału ssącego wyposażone we wkładki redukcyjne Luer oraz zatyczki
- kolor konektora oznaczający kod średnicy cewnika
- cyfrowa podziałka głębokości
- linia kontrastowa widoczna w promieniach RTG
- w zestawie łącznik

- made of medical grade PVC, hardness ca. 76° ShA
- 2-luminal tube - with suction channel and air-vent channel
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- funnels of suction channel with Luer reduction inserts and plugs
- colour-coded funnel indicating the diameter
- numeric depth marks
- with line perfectly visible under X-rays
- connector included

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76 ShA
- двухканальный - один просбет отсасывающий и один вентилиационный
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- коннектор отсасывающего просбета снабженный редукционной прокладкой Luer, и заглушками
- цвет коннектора является кодом диаметра катетера
- цифровые обозначения глубины с рентгенконтрастой дентой
- В состав включается



Zgłębnik żołądkowy typu SALEM

Salem Sump tube

Желудочные зонды тип Салем

rozmiar size	średnica diameter	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH14	4,7 mm	1250 mm	671412505	
CH16	5,3 mm	1250 mm	671612505	
CH18	6,0 mm	1250 mm	671812505	
CH20	6,7 mm	1250 mm	672012505	

CEWNIKI THORAX Z KONTRASTEM RTG

Thorax drainage catheters with X-ray contrast


Катетеры Thorax с рентгенконтрастом



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- z konektorem lub zakończeniem ułatwiającym aplikację
- z linią doskonale widoczną w promieniach RTG
- z centralnym i 5 bocznymi otworami, proste lub zgięte skalowane lub nieskalowane

- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with connector or tip for easy application
- with line perfectly visible under X-rays
- with central opening and 5 lateral eyes, straight or angled
- with scale or without scale

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- с коннектором или окончанием облегчающим применение
- с рентгенконтрастной лентой
- с центральным и пятью боковыми отверстиями, простые или изогнутые
- с градуировкой или без градуировки



Cewnik Thorax z kontrastem RTG prosty

Thorax drainage catheter with X-ray contrast

Катетеры Thorax с рентгенконтрастом

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	490 mm	651604900	
CH18	6,0 mm	490 mm	651804900	
CH20	6,7 mm	490 mm	652004900	
CH22	7,3 mm	490 mm	652204900	
CH24	8,0 mm	555 mm	652405500	
CH26	8,7 mm	555 mm	652605500	
CH28	9,3 mm	555 mm	652805500	
CH30	10,0 mm	555 mm	653005500	
CH32	10,7 mm	555 mm	653205500	
CH34	11,3 mm	555 mm	653405500	
CH36	12,0 mm	555 mm	653605500	




Cewnik Thorax z kontrastem RTG zgięty 45°
Thorax drainage catheter with X-ray contrast angled at 45°
Катетеры Thorax с рентгенконтрастом изогнутые 45°

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	490 mm	651604901	
CH20	6,7 mm	490 mm	652004901	
CH24	8,0 mm	555 mm	652405501	
CH28	9,3 mm	555 mm	652805501	
CH32	10,7 mm	555 mm	653205501	
CH36	12,0 mm	555 mm	653605501	

Cewnik Thorax z kontrastem RTG zgięty 90°
Thorax drainage catheter with X-ray contrast angled at 90°
Катетеры Thorax с рентгенконтрастом изогнутые 90°

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	490 mm	651604902	
CH20	6,7 mm	490 mm	652004902	
CH24	8,0 mm	555 mm	652405502	
CH28	9,3 mm	555 mm	652805502	
CH32	10,7 mm	555 mm	653205502	
CH36	12,0 mm	555 mm	653605502	



CEWNIKI THORAX Z KONTRASTEM RTG I TROKAREM

Thorax drainage catheters with X-ray contrast and trocar

Катетеры Thorax с рентгенконтрастом и с троакар



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- z konektorem
- z linią doskonale widoczną w promieniach RTG
- z centralnym i 3 bocznymi otworam
- skalowane
- z trokarem ze stali nierdzewnej

- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with connector
- with line perfectly visible under X-rays
- with central opening and 3 lateral eyes
- with scale
- with trocar made of stainless steel

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- с коннектором
- с рентгенконтрастной лентой
- с центральным и пятью боковыми отверстиями
- с градуировкой
- с троакаром из нержавеющей стали



Cewnik Thorax z kontrastem RTG i trokarem
Thorax drainage catheter with X-ray contrast and trocar
Катетеры Thorax с рентгенконтрастом и с троакар

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH16	5,3 mm	400 mm	651604003	
CH20	6,7 mm	400 mm	652004003	
CH24	8,0 mm	400 mm	652404003	
CH28	9,3 mm	400 mm	652804003	
CH32	10,7 mm	400 mm	653204003	
CH36	12,0 mm	400 mm	653604003	

CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS

Nasal oxygen catheters and cannulae


Носовые кислородные катетеры



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 i 81° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- w cewnikach podwójnych końcówka donosowa wykonana z miękkiego plastyfikatu o twardości ok. 52° ShA, przewód tlenowy nie załamujący się

- made of medical grade PVC hardness ca. 76 and 81° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- cannula with nasal insert made of soft plastic hardness ca. 52° ShA, non-kinking oxygen tube

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76 и 81° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- в двойных катетерах носовое окончание изготовлено из пластифика твёрдости ок. 52° ShA, несгибаемая кислородная трубка



Cewnik pojedynczy do podawania tlenu - perforowany

Single lumen oxygen catheter - perforated

Единичные носовые кислородные катетеры - Перфорированный

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH8	2,7 mm	400 mm	700804000	
CH10	3,3 mm	400 mm	701004000	
CH12	4,0 mm	400 mm	701204000	

Cewnik pojedynczy do podawania tlenu - z kołnierzem z gąbką

Single lumen oxygen catheter – with foam collar

Единичные носовые кислородные катетеры - С манжетой из губки

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	kolor konektora connector colour цвет коннектора
CH8	2,7 mm	400 mm	700804003	
CH10	3,3 mm	400 mm	701004003	
CH12	4,0 mm	400 mm	701204003	



Cewnik podwójny do podawania tlenu

Nasal oxygen cannula

Двойные носовые кислородные катетеры

	rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
Standardowy Standard Стандарт	CH16	5,3 mm	1500 mm	701615001
			2100 mm	701621001
			4200 mm	701642001
			5000 mm	701650001
			10 m	701600101
Regulowany Adjustable Регулированный	CH16	5,3 mm	1500 mm	701615002
			2100 mm	701621002
			4200 mm	701642002

Przedłużacz do tlenu

Extension tube for oxygen

Удлинители

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH16	5,3 mm	1500 mm	741615002
		2100 mm	741621002
		3000 mm	741630002
		5000 mm	741650002
		10 m	741600102

WORECZKI DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU U NIEMOWLĄT

Urinal bags for infants

Мешочки для сбора проб мочи у младенцев



- wykonane folii PE oraz przylepca akrylowego
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację

- made of PE foil and acrylic adhesive tape
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with anatomical shape for easy use

- изготовлены из пленки ПЭ а также акрилового лейкопластыря
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- с анатомической вырезкой облегчающей применение




Woreczek do pobierania próbek moczu u niemowląt

Urinal bag for infants

Мешочки для сбора проб мочи у младенцев

	wymiary dimensions размер	a x b mm	numer katalogowy reference number номер каталожный
--	---------------------------------	----------	--


Dla dziewczynek
For girls
Для девочек



180 x 90 mm


810000001

Dla chłopców
For boys
Для мальчиков



180 x 90 mm

810000002



PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA KRWI

Sets for blood transfusion

Приборы для переливания крови



- wykonane z PCW o jakości medycznej
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- niepirogenne
- przyrząd do szybkiego przetaczania wyposażony w ręczną pompkę o dużej skuteczności



- made of medical grade PVC
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- pyrogen free
- set for quick blood transfusion equipped with hand pump of high efficiency



- изготовлены из медицинского ПВХ
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- непиrogenные
- прибор для быстрого переливания оснащён ручным насосом большой эффективности





Przyrząd do przetaczania krwi
Set for blood transfusion
Приборы для переливания крови

Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi
Set for quick blood transfusion
Приборы для быстрого переливания крови

nr katalogowy
reference number
Номер каталожный

660001601

660001602



Lc = 1600

ZESTAWY DO AKTYWNEGO DRENAŻU

Active drainage sets


Комплекты для активного дренажа



- pojemniki ssące wykonane z PE
- z przewodami z PCW, zaciskami i opaską mocującą
- uniwersalny konektor z podziałką umożliwiający po przycięciu połączenie drenów Ch 6-18
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu

- suction containers made of PE
- with tubes made of PVC, clamps and fastening strip
- universal connector with scale, cut-to-fit with drains Ch 6-18
- disposable
- sterile, sterilized in ethylene oxide

- отсасывающие контейнеры изготовлены из ПЭ
- с трубками из ПХВ, зажимами и закрепляющей повязкой
- универсальный коннектор со шкалой, благодаря которому возможно после соответствующего подрезания легкое соединение с дренажными трубками Ch 6-18
- одноразового использования
- стерильные, стерилизованные этиленоксидом




Butelka do drenażu

Drainage bottle

Контейнер для дренажа

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001503
300 ml	N 78 mmHg	800003003
400 ml	N 66 mmHg	800004003




Typ A - z jednym przewodem ssącym

Type A - with one suction tube

Тип А - с одной отсасывающей трубкой

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001500
300 ml	N 78 mmHg	800003000
400 ml	N 66 mmHg	800004000




Typ B - z dwoma przewodami ssącymi

Type B - with two suction tubes

Тип В - с двумя отсасывающими трубками

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001501
300 ml	N 78 mmHg	800003001
400 ml	N 66 mmHg	800004001




Typ C - z przewodem ssącym i przewodem do opróżniania

Type C - with suction and evacuation tube

Тип С - с отсасывающей трубкой и трубкой для опорожнения комплекта

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001502
300 ml	N 78 mmHg	800003002
400 ml	N 66 mmHg	800004002




Zestaw z przewodem ssącym i zaworem antyrefluksyjnym

Set with suction tube and anti-reflux valve

Комплект с отсасывающей трубкой и противвозвратным вентилем

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление	nr katalogowy reference number Номер каталожный
150 ml	N 80 mmHg	800001504
300 ml	N 78 mmHg	800003004
400 ml	N 66 mmHg	800004004



Typ Mini

Type Mini

Тип Мини

Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	nr katalogowy reference number Номер каталожный
25 ml	800000252

DRENY DO RAN TYPU REDON

Redon wound drains

Дрены для ран тнп Redon



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- cyfrowa podziałka głębokości
- perforacja na dł. 14 cm od dystalnego końca

- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- numeric depth marks
- perforated on 14 cm from distal end

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цифровые обозначения глубины
- перфорированный на 14 см от дистального конца



Dren do ran typu Redon
Redon wound drain
Дрены для ран тнп Redon

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy bez kontrastu RTG reference number without radiopaque line Номер каталожный без рентгенконтраста	nr katalogowy z kontrastem RTG reference number with radiopaque line Номер каталожный с рентгенконтрастом
CH6	2,0 mm	700 mm	850607000	850607001
CH8	2,8 mm	700 mm	850807000	850807001
CH10	3,3 mm	700 mm	851007000	851007001
CH12	4,0 mm	700 mm	851207000	851207001
CH14	4,7 mm	700 mm	851407000	851407001
CH16	5,3 mm	700 mm	851607000	851607001
CH18	6,0 mm	700 mm	851807000	851807001

Dren do ran typu Redon z trokarem
Wound drain type Redon with standard trocar (beveled on two sides)
Дрены для ран тнп Redon перфорированный

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом
CH6	2,0 mm	700 mm	850607005	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом
CH8	2,8 mm	700 mm	850807005	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом
CH10	3,3 mm	700 mm	851007005	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом
CH12	4,0 mm	700 mm	851207005	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом
CH14	4,7 mm	700 mm	851407005	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом
CH16	5,3 mm	700 mm	851607005	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакар с трёхсторонним срезом

DRENY DO RAN TYPU ULMER

Ulmer wound drains

Дрены для ран тнп Ulmer



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- cyfrowa podziałka głębokości
- perforacja na dł. 12 cm od dystalnego końca lub na innej dowolnej długości



- made of medical grade PVC hardness ca. 76° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- numeric depth marks
- perforated on 12 cm from distal end or different



- изготовлены из медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- цифровые обозначения глубины
- перфорированный на 12 см от дистального конца



Dren do ran typu Ulmer
Ulmer wound drain
Дрены для ран тнп Ulmer

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy bez kontrastu RTG reference number without radiopaque line Номер каталожный без рентгенконтраста	nr katalogowy z kontrastem RTG reference number with radiopaque line Номер каталожный с рентгенконтрастом
CH6	2,0 mm	750 mm	850607507	850607508
CH8	2,8 mm	750 mm	850807507	850807508
CH10	3,3 mm	750 mm	851007507	851007508
CH12	4,0 mm	750 mm	851207507	851207508
CH14	4,7 mm	750 mm	851407507	851407508
CH16	5,3 mm	750 mm	851607507	851607508
CH18	6,0 mm	750 mm	851807507	851807508

Dren do ran typu Ulmer z trokarem
Wound drain type Ulmer with standard trocar (beveled on two sides)
Дрены для ран тнп Ulmer перфорированный

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный	trokar dwustronne ścięty standard trocar (beveled on two sides)	trokar trójstronne ścięty trocar beveled on three sides троакаром с трёхсторонним срезом
CH6	2,0 mm	750 mm	850607509	850607502	
CH8	2,8 mm	750 mm	850807509	850807502	
CH10	3,3 mm	750 mm	851007509	851007502	
CH12	4,0 mm	750 mm	851207509	851207502	
CH14	4,7 mm	750 mm	851407509	851407502	
CH16	5,3 mm	750 mm	851607509	851607502	

DRENY BRZUSZNE

Abdominal drains

Вентральные дренажные трубы



- wykonane z miękkiego PCW o jakości medycznej i twardości ok. 65° ShA
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- z centralnym i 5 bocznymi otworami
- rozszerzany koniec dystalny



- made of soft medical grade PVC hardness ca. 65° ShA
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with central opening and 5 lateral eyes
- expanded distal end



- изготовлены из мягкого медицинского ПВХ твердости ок. 76 ShA
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- с центральным и 5 боковыми отверстиями
- расширяющийся дистальный конец



Dren brzuszny
Abdominal drain
Вентральные дренажные трубы

rozmiar size размер	średnica diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH18	6,0 mm	400 mm	861804000
CH20	6,7 mm	400 mm	862004000
CH22	7,3 mm	400 mm	862204000
CH24	8,0 mm	400 mm	862404000
CH26	8,7 mm	400 mm	862604000
CH28	9,3 mm	400 mm	862804000
CH30	10,0 mm	400 mm	863004000
CH32	10,7 mm	400 mm	863204000

WORECZKI LAPAROSKOPOWE GAL-BAG

GAL-BAG Endobags

Лапароскопические мешочки GAL-BAG



- wykonane folii HDPE
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- ze struną pozwalającą na zamknięcie woreczka przed jego usunięciem


- made of HDPE foil
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- with string enabling closing the bag before removal

- из фольги HDPE (полиэтилен высокой плотности)
- одноразовые
- стерильные, стерилизованные этиленооксидом
- со шнурком, позволяющим закрыть мешочек перед его удалением



Woreczek laparoskopowy GAL-BAG
GAL-BAG Endobag
Лапароскопические мешочки GAL-BAG

nr katalogowy
reference number
Номер каталожный



Pojemność ml
Capacity ml
Емкость мл

250

PRZEDŁUŻACZE, PRZEWODY SSĄCE, DRENY

Extension tubes, connecting tubes, drains

Удлинители, дренажные соединительные трубы



- wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości 66-81° ShA
- jednorazowego użytku
- niejałowe i jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu

- made of medical grade PVC hardness 66-81° ShA
- disposable
- non-sterile and sterile, sterilized in ethylene oxide

- изготовлены из медицинского ПВХ твердости 66-81° ShA
- одноразового использования
- нестерильные и стерильные, стерилизованные этиленоксидом

Przewód do ssaka Connecting suction tube Дренажные трубы

średnica wew./zew. diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8,0/5,6	1500 mm	742415001
	2000 mm	742420001
9,0/5,0	1500 mm	742715001
	2000 mm	742720001
10,0/7,0	1500 mm	743015001
	2000 mm	743020001
12,8/8,0	1500 mm	743615001
	2000 mm	743620001

Przewód rozszerzany * Expanded tube * Раздувные дренажные трубы *


średnica wew./zew. diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8,0/5,6	1500 mm	742415003
	2000 mm	742420003
9,0/6,6	1500 mm	742715023
	2000 mm	742720023
10,0/7,0	1500 mm	743015003
	2000 mm	743020003
12,8/8,0	1500 mm	743615003
	2000 mm	743620003



* R - zewnętrznie ryflowane
np. 742415003 R

* R - corrugated
e.g. 742415003 S

* R - профилированные
нп. 742415003 S



Dren balonowy w zwoju *
Balloon drain in coil *
шаровидные дренажные трубы в свитках *

średnica wew./zew. diameter диаметр	długość length Длина	nr katalogowy reference number Номер каталожный
5,3/3,5	20 ÷ 100 m	741600003
6,0/4,0	20 ÷ 100 m	741800003
6,6/4,4	20 ÷ 100 m	742000003
8,0/5,6	20 ÷ 100 m	742400003
9,0/6,6	20 ÷ 100 m	742700003
10,0/7,0	20 ÷ 100 m	743000003
12,0/8,0	20 ÷ 100 m	743600003

Dren w zwoju
Drain in coil
Дренажные трубы в свитках

średnica wew./zew. diameter диаметр	długość zwoju length of coil Длина свитка	nr katalogowy reference number Номер каталожный
5,3/3,5	20 ÷ 100 m	741600000
6,0/4,0	20 ÷ 100 m	741800000
6,6/4,4	20 ÷ 100 m	742000000
8,0/5,6	20 ÷ 100 m	742400000
9,0/5,0	20 ÷ 100 m	742700020
9,0/6,6	20 ÷ 100 m	742700000
10,0/7,0	20 ÷ 100 m	743000000
12,0/8,0	20 ÷ 100 m	743600000
12,0/8,4	20 ÷ 100 m	743600020

KOŃCÓWKI I ZESTAWY DO ODSYSANIA

POLA OPERACYJNEGO, PRZEWODY SSĄCE

Suction handles and suction sets for operative field, connecting tubes

Наконечники и комплекты для отсасывания операционного поля,
отсасывающие трубы



- końcówki wykonane z twardego, przezroczystego PCW o jakości medycznej, łagodnie zakończone
- przewody ssące, wykonane z elastycznego PCW, o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA, gładkie lub profilowane, zabezpieczające przed załamaniem
- jednorazowego użytku
- jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu
- produkowane w elementach lub zestawach


- handles made of rigid, transparent PVC of medical grade, with rounded tip
- connecting tubes, made of flexible PVC of medical grade and hardness ca. 76° ShA, plained or corrugated, non-kinking
- disposable
- sterilized in ethylene oxide
- produced in sets or separately

- наконечники изготовлены из твердого, прозрачного медицинского ПВХ, мягко окончены
- отсасывающие трубы изготовлены из мягкого, медицинского ПВХ твердости ок. 76° ShA, гладкие или профилованные, предохраняемые от надлома
- одноразового использования
- стерилизованные этиленоксидом
- изготовлены в элементах или комплектах

Końcówki do odsysania pola operacyjnego

Suction handles

Наконечники для отсасывания операционного поля




Standard mikrochirurgiczne

Conventional for microsurgery

Стандартные для микрохирургии

średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
2 mm	200 mm	KS-2	770602001	-	-
3 mm	200 mm	KS-3	770902001	-	-
4 mm	200 mm	KS-4	771202001	-	-



Standard

Conventional

Стандартные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	250 mm	KS-6	771802501	KS-6-S	771802511
8 mm	250 mm	KS-8	772402501	KS-8-S	772402511
10 mm	250 mm	KS-10	773002501	KS-10-S	773002511



Perforowane
Perforated (Yankauer)
Перфорированные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	250 mm	KP-6	771802502	KP-6-S	771802512
8 mm	250 mm	KP-8	772402502	KP-8-S	772402512
10 mm	250 mm	KP-10	773002502	KP-10-S	773002512

Spłaszczone
Flattened (Duckbill)
Сплющенные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	250 mm	KD-6	771802503	KD-6-S	771802513
8 mm	250 mm	KD-8	772402503	KD-8-S	772402513
10 mm	250 mm	KD-10	773002503	KD-10-S	773002513


Punktowe
Pinpoint
Пунктирные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6/3 mm	250 mm	KPK-6/3	771802504	KPK-6-S	771802514




**Kanki
Pool**


Изогнутая клемстирные трубы



średnica diameter диаметр	długość length Длина	kanka prosta pool - straight прямая клемстирная трубка		kanka zgięta pool - angled изогнутая клемстирная трубка	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	258 mm	KKP-8/6	771802506	KKZ-8/6	771802505



średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	250 mm	KB-6	771802507	KB-6-S	771802517



**Przewody ssące
Connecting suction tubes
Отсасывающие трубы**

wewnętrznie ryflowane
internally ribbed
профилированные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
CH18/6 mm	2100 mm	W6	791821000
CH24/8 mm	2100 mm	W8	792421000
CH30/10 mm	2100 mm	W10	793021000





Zestawy do odsysania pola operacyjnego

Suction sets for operative field

Комплексы для отсасывания операционного поля



Standard
Conventional
Стандартные

Standard mikrochirurgiczne
Conventional for microsurgery
Стандартные для микрохирургии




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
2 mm	2300 mm	KS-2+W6	780623001	-	-
3 mm	2350 mm	KS-3+W6	780923001	-	-
4 mm	2350 mm	KS-4+W6	781223001	-	-
6 mm	2350 mm	KS-6+W6	781823501	KS-6-S+W6	781823511
8 mm	2350 mm	KS-8+W8	782423501	KS-8-S+W8	782423511
10 mm	2350 mm	KS-10+W10	783023501	KS-10-S+W10	783023511

Perforowane Perforated (Yankauer) Перфорированные



średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2350 mm	KP-6+W6	781823502	KP-6-S+W6	781823512
8 mm	2350 mm	KP-8+W8	782423502	KP-8-S+W8	782423512
10 mm	2350 mm	KP-10+W10	783023502	KP-10-S+W10	783023512

Spłaszczone Flattened (Duckbill) Сплющенные




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2350 mm	KD-6+W6	781823503	KD-6-S+W6	781823513
8 mm	2350 mm	KD-8+W8	782423503	KD-8-S+W8	782423513
10 mm	2350 mm	KD-10+W10	783023503	KD-10-S+W10	783023513



Punktowe

Pinpoint

Пунктирные




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6/3 mm	2350 mm	KPK-6/3+W6	7811823504	KPK-6-S+W6	781823514

Kanki zgięte

Pool - angled

Изогнутая клестирная трубка




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	2358 mm	KKZ-8/6+W6	781823505	-	-

Kanki proste

Pool - straight

Прямая клестирная трубка




średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2358 mm	KKP-8/6+W6	781823506	-	-

Z kulką

Bulbous

С шариком



średnica diameter диаметр	długość length Длина	bez kontroli ssania without suction control без контроля всасывания		z kontrolą ssania with suction control с контролем отсасывания	
		oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2350 mm	KB-6+W6	781823507	KB-6-S+w6	781823517

KOŃCÓWKI I ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO Z RĄCZKĄ GAL-FLEX, PRZEWODY SSĄCE

Suction handles and suction sets for operative field with GAL-Flex handle,
connecting tubes

Наконечники и комплекты для отсасывания операционного поля с
ручкой GAL-Flex, отсывающие трубы



- końcówki i zestawy wyposażone w wygodną rączkę z regulowaną ręcznie lub blokowaną kontrolą odsysania



- handles and sets equipped with comfortable handle with regulated or blocked suction control




- наконечники и комплекты оборудованы удобной ручкой с ручным регулированием или блокировкой контроля отсасывания

Końcówki do rączki GAL-Flex


Tips for GAL-Flex handle

Прокладки для наконечников с ручкой GAL-Flex




Standard Conventional Стандартные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	155 mm	RS-6	731801501
8 mm	155 mm	RS-8	732401501
10 mm	155 mm	RS-10	733001501




Standard mikrochirurgiczne Conventional for microsurgery Стандартные для микрохирургии

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
2 mm	155 mm	RS-2	730601501
3 mm	155 mm	RS-3	730901501
4 mm	155 mm	RS-4	731201501




Perforowane Perforated (Yankauer) Перфорированные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	155 mm	RP-6	731801502
8 mm	155 mm	RP-8	732401502
10 mm	155 mm	RP-10	733001502




Spłaszczone
Flattened (Duckbill)
Сплощенные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	155 mm	RD-6	731801503
8 mm	155 mm	RD-8	732401503
10 mm	155 mm	RD-10	733001503




Punktowe
Pinpoint
Пунктирные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6/3 mm	155 mm	RPK-6/3	731801504




Kanki zgięte
Pool - angled
Изогнутая клеистирная трубка

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	175 mm	RKZ-8/6	731801705



Kanki proste
Pool - straight
Прямая клеистирная трубка

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	175 mm	RKP-8/6	731801706




Z kulką
Bulbous
С шариком

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	155 mm	RB-6	731801507

Rączka GAL-Flex
Handle GAL-Flex
Ручка GAL-Flex

nr katalogowy
reference number
Номер каталожный



730000000




Końcówki do odsysania pola operacyjnego z rączką GAL-Flex

Handle GAL-Flex for operative field with suction tips


Наконечники для отсасывания операционного поля с ручкой GAL-Flex

Standard Conventional Стандартные




średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
2 mm	300 mm	RS-2+GAL-Flex	730603011
3 mm	300 mm	RS-3+GAL-Flex	790903011
4 mm	300 mm	RS-4+GAL-Flex	731203011
6 mm	300 mm	RS-6+GAL-Flex	731803011
8 mm	300 mm	RS-8+GAL-Flex	732403011
10 mm	300 mm	RS-10+GAL-Flex	733003011

Perforowane Perforated (Yankauer) Перфорированные





średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	300 mm	RP-6+GAL-Flex	731803012
8 mm	300 mm	RP-8+GAL-Flex	732403012
10 mm	300 mm	RP-10+GAL-Flex	733003012

Spłaszczone Flattened (Duckbill) Сплющенные




średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	300 mm	RD-6+GAL-Flex	731803013
8 mm	300 mm	RD-8+GAL-Flex	732403013
10 mm	300 mm	RD-10+GAL-Flex	733003013




**Punktowe
Pinpoint
Пунктирные**

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6/3 mm	300 mm	RPK-6/3+GAL-Flex	731803014




**Kanki zgięte
Pool - angled
Изогнутая клемстирная трубка**

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	320 mm	RKZ-8/6+GAL-Flex	731803215



**Kanki proste
Pool - straight
Прямая клемстирная трубка**

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	320 mm	RKP-8/6+GAL-Flex	731803215



**Z kulką
Bulbous
С шариком**


średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	300 mm	RB-6+GAL-Flex	731803017



Zestawy do odsysania pola operacyjnego GAL-Flex

Suction sets for operative field GAL-Flex

Комплекты для отсасывания операционного поля GAL-Flex



Standard Conventional Стандартные


średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
2 mm	2400 mm	RS-2+GAL-Flex+W10	730624021
3 mm	2400 mm	RS-3+GAL-Flex+W10	730924021
4 mm	2400 mm	RS-4+GAL-Flex+W10	731224021
6 mm	2400 mm	RS-6+GAL-Flex+W10	731824021
8 mm	2400 mm	RS-8+GAL-Flex+W10	732424021
10 mm	2400 mm	RS-10+GAL-Flex+W10	733024021

Perforowane Perforated (Yankauer) Перфорированные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2400 mm	RP-6+GAL-Flex+W10	731824022
8 mm	2400 mm	RP-8+GAL-Flex+W10	732424022
10 mm	2400 mm	RP-10+GAL-Flex+W10	733024022

Spłaszczone Flattened (Duckbill) Сплющенные

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	300 mm	RD-6+GAL-Flex	731803013
8 mm	300 mm	RD-8+GAL-Flex	732403013
10 mm	300 mm	RD-10+GAL-Flex	733003013




**Punktowe
Pinpoint
Пунктирные**

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6/3 mm	2400 mm	RPK-6/3+GAL-Flex+W10	731824024



**Kanki zgięte
Pool - angled
Изогнутая клеистирная трубка**

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	2415 mm	RKZ-8/6+GAL-Flex+W10	731824225



**Kanki proste
Pool - straight
Прямая клеистирная трубка**

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
8/6 mm	2415 mm	RKP-8/6+GAL-Flex+W10	731824226



**Z kulką
Bulbous
С шариком**

średnica diameter диаметр	długość length Длина	oznaczenie designation обозначение	nr katalogowy reference number Номер каталожный
6 mm	2400 mm	RB-6+GAL-Flex+W10	731824027



AKCESORIA

Accessories

Аксессуары




AKCESORIA

Accessories

Аксессуары

Zatyczki	Plugs	Заглушки	Materiał Material Материал	nr katalogowy reference number Номер каталожный	niejałowe non-sterile нестерильные	jałowe sterile стерилизованный
			PP PP ПП	750000000	750000001	
Łączniki	Link connectors	Соединители				
			PP PP ПП	760000000	760000001	
			PP PP ПП	760000020	760000021	
Łączniki z kontrolą odsysania	Link connectors with suction control "Fingertip"	Соединители с контролем отсасывания				
			PCW PVC ПХВ	760000010	760000011	



			Materiał	nr katalogowy reference number Номер каталожный	
Zaciski	Clamps	Зажимы	PP PP ПП	niejałowe non-sterile нестерильные	jałowe sterile стерилизованный
				820000000	-
Trójniki	Adapters	Тройники	PCW PVC ПХВ	830000000	-
Redukcje	Reductions	Редукции	PCW PVC ПХВ	840000001 840000002	-
Trójnik z łącznikami	Adapter with link connectors	Тройник с соединителями		830000001	830000011



GALMED®


	<p>extrusion</p>		<p>pouch production & printing</p>		<p>colouring</p>
	<p>injection moulding</p>				<p>printing</p>
					<p>tip forming</p>
	<p>assembly</p>		<p>eye punching</p>		<p>packaging</p>

NUMERY KATALOGOWE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH WYROBÓW

Reference numbers of all available products

Номер каталожный всех доступных продуктов

Cewniki urologiczne hydrofilowe Hydrophilic urologic catheters Гидрофильные урологические катетеры	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр							
		2,0 mm CH 6	2,7 mm CH 8	3,3 mm CH 10	4,0 mm CH 12	4,7 mm CH 14	5,3 mm CH 16	6,0 mm CH 18	
		Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный							
	Nelaton Nelaton Nelaton	400	910604001	910804001	911004001	911204001	911404001	911604001	911804001
	Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton	200	910602002	910802002	911002002	911202002	911402002	911602002	911802002
	Nelaton kobiecy mini Female Nelaton mini Женский Nelaton мини	110	910601104	910801104	911001104	911201104	911401104	911601104	911801104
	Tiemann Tiemann Tiemann	400	920604000	920804000	921004000	921204000	921404000	921604000	921804000
	Tiemann prosty Tapered tip Tiemann прямой	400	920604001	920804001	921004001	921204001	921404001	921604001	921804001
	Soft-tip Soft-tip Soft-tip	400	920604002	920804002	921004002	921204002	921404002	921604002	921804002
	Couvelaire Couvelaire Couvelaire	400	930604000	930804000	931004000	931204000	931404000	931604000	931804000
z saszetką z wodą with water sachet с пакетиком									
	Nelaton Nelaton Nelaton	400	910604011	910804011	911004011	911204011	911404011	911604011	911804011
	Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton	200	910602012	910802012	911002012	911202012	911402012	911602012	911802012
	Nelaton kobiecy mini Female Nelaton mini Женский Nelaton мини	110	910601114	910801114	911001114	911201114	911401114	911601114	911801114
	Tiemann Tiemann Tiemann	400	920604010	920804010	921004010	921204010	921404010	921604010	921804010
	Tiemann prosty Tapered tip Tiemann прямой	400	920604011	920804011	921004011	921204011	921404011	921604011	921804011
	Soft-tip Soft-tip Soft-tip	400	920604012	920804012	921004012	921204012	921404012	921604012	921804012
	Couvelaire Couvelaire Couvelaire	400	930604010	930804010	931004010	931204010	931404010	931604010	931804010
z saszetką z wodą i workiem with water sachet and urine bag с пакетиком и мешком для мочи									
	Nelaton Nelaton Nelaton	400	910604021	910804021	911004021	911204021	911404021	911604021	911804021
	Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton	200	910602022	910802022	911002022	911202022	911402022	911602022	911802022
	Tiemann Tiemann Tiemann	400	920604020	920804020	921004020	921204020	921404020	921604020	921804020
	Tiemann prosty Tapered tip Tiemann прямой	400	920604021	920804021	921004021	921204021	921404021	921604021	921804021
	Soft-tip Soft-tip Soft-tip	400	920604022	920804022	921004022	921204022	921404022	921604022	921804022

Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр							
		2,0 mm CH 6	2,7 mm CH 8	3,0 mm CH 9	3,3 mm CH 10	3,7 mm CH 11	4,0 mm CH 12	4,3 mm CH 13	
		Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный							
	Nelaton Nelaton Nelaton	400	620604001	620804001	620904001	621004001	621104001	621204001	621304001
	Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton	200	620602002	620802002	620902002	621002002	621102002	621202002	621302002
	Nelaton kobiecy krótki Female Nelaton short Женский Nelaton короткая	110	620601104	620801104	620901104	621001104	621101104	621201104	621301104
	Tiemann Tiemann Tiemann	400	710604000	710804000		711004000		711204000	
	Couvelaire Couvelaire Couvelaire	400	720604000	720804000		721004000		721204000	

Cewniki rektalne Rectal catheters Ректальные катетеры	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр						
		8,0 mm CH 24	8,7mm CH 26	9,3 mm CH 28	10,0 mm CH 30	10,7 mm CH 32	11,3 mm CH 34	12,0 mm CH 36
		Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный						
	400	632404000	632604000	6328044000	633004000	633204000	633404000	633604000

Kanki doodbytnicze Rectal tubes Ректальные зонды	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр							
		4,7 mm CH 14	5,3 mm CH 16	6,0 mm CH 18	6,7 mm CH 20	7,3 mm CH 22	8,0 mm CH 24	9,3 mm CH 28	10,0 mm CH 30
		Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный							
	200	641402000	641602000	641802000	642002000	642202000			
	250	641402500	641602500	641802500	642002500	642202500	642402500		
	300	641403000	641603000	641803000	642003000	642203000	642403000	642803000	643003000
	400	641404000	641604000	641804000	642004000	642204000	642404000	642804000	643004000
	600	641406000	641606000	641806000	642006000	642206000	642406000	642806000	643006000

Woreczki do pobierania próbek moczu u niemowląt Urinal bags for infants Мешочки для собирания проб мочи у младенцев	wymiary dimensions размер a x b mm	numer katalogowy reference number номер каталожный
Dla dziewczynek For girls Для девочек	180 x 90 mm	810000001
Dla chłopców For boys Для мальчиков	180 x 90 mm	810000002

Woreczki laparoskopowe GAL-BAG GAL-BAG Endobag Лапароскопические мешочки GAL-BAG	Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	numer katalogowy reference number номер каталожный
	250	870000000

Średnica Diameter Диаметр							Długość Length Длина	Cewniki urologiczne Urologic catheters Урологические катетеры		
4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm	8,0 mm	8,7 mm				
CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 26				
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный										
621404001	621604001	621804001	622004001	622204001	622404001	622604001	400	Nelaton Nelaton Nelaton		
621402002	621602002	621802002	622002002	622202002	622402002	622602002	180	Nelaton kobiecy Female Nelaton Женский Nelaton		
621401104	621601104	621801104					110	Nelaton kobiecy krótki Female Nelaton short Женский Nelaton короткая		
711404000	711604000	711804000	712004000	712204000	712404000	712604000	400	Tiemann Tiemann Tiemann		
721404000	721604000	721804000	722004000	722204000	722404000	722604000	400	Couvelaire Couvelaire Couvelaire		

Cewniki do odsysania górnego dróg oddechowych Suction catheters Катетеры для отсасывания верхних дыхательных путей	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр									
		1,3 mm	2,0 mm	2,7 mm	3,3 mm	4,0 mm	4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm	7,3 mm
		CH 4	CH 6	CH 8	CH 10	CH 12	CH 14	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный											
Z centralnym otworem With central opening С центральным отверстием	300	610403001	610603001	610803001	611003001	611203001	611403001	611603001	611803001		
	350	610403501	610603501	610803501	611003501	611203501	611403501	611603501	611803501		
	400	610404001	610604001	610804001	611004001	611204001	611404001	611604001	611804001		
	450	610404501	610604501	610804501	611004501	611204501	611404501	611604501	611804501		
	500	610405001	610605001	610805001	611005001	611205001	611405001	611605001	611805001	612005001	612205001
	550	610405501	610605501	610805501	611005501	611205501	611405501	611605501	611805501	612005501	612205501
	600	610406001	610606001	610806001	611006001	611206001	611406001	611606001	611806001	612006001	612206001
Z dwoma otworami With central opening and lateral eye С двухтаронним отверствием	300	610403002	610603002	610803002	611003002	611203002	611403002	611603002	611803002		
	350	610403502	610603502	610803502	611003502	611203502	611403502	611603502	611803502		
	400	610404002	610604002	610804002	611004002	611204002	611404002	611604002	611804002		
	450	610404502	610604502	610804502	611004502	611204502	611404502	611604502	611804502		
	500	610405002	610605002	610805002	611005002	611205002	611405002	611605002	611805002	612005002	612205002
	550	610405502	610605502	610805502	611005502	611205502	611405502	611605502	611805502	612005502	612205502
	600	610406002	610606002	610806002	611006002	611206002	611406002	611606002	611806002	612006002	612206002
Z dwoma otworami bocznymi With central opening and two lateral eyes С двухтаронним боковым отверствием	300	610403003	610603003	610803003	611003003	611203003	611403003	611603003	611803003		
	350	610403503	610603503	610803503	611003503	611203503	611403503	611603503	611803503		
	400	610404003	610604003	610804003	611004003	611204003	611404003	611604003	611804003		
	450	610404503	610604503	610804503	611004503	611204503	611404503	611604503	611804503		
	500	610405003	610605003	610805003	611005003	611205003	611405003	611605003	611805003	612005003	612205003
	550	610405503	610605503	610805503	611005503	611205503	611405503	611605503	611805503	612005503	612205503
	600	610406003	610606003	610806003	611006003	611206003	611406003	611606003	611806003	612006003	612206003
Z linią kontrastującą RTG With X-ray contrast line С рентгеноконтрастной лентой	400	610404012	610604012	610804012	611004012	611204012					
	500				611005012	611205012	611405012	611605012	611805012	612005012	612205012
	600				611006012	611206012	611406012	611606012	611806012	612006012	612206012
	400	610404004	610604004	610804004	611004004	611204004					
	500				611005004	611205004	611405004	611605004	611805004	612005004	612205004
Zgięty Angled Изогнутый	600				611006004	611206004	611406004	611606004	611806004	612006004	612206004

S - skalowane np. 610403001 S S - with scale e.g. 610403001 S S - с градуировкой нп. 610403001 S

Dreny do ran typu Redon Redon wound drains Дрены для ран тип Redon	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр						
		2,0 mm CH 6	2,7 mm CH 8	3,3 mm CH 10	4,0 mm CH 12	4,7 mm CH 14	5,3 mm CH 16	6,0 mm CH 18
		Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный						
		500	850605000	850805000	851005000	851205000	851405000	851605000
Perforowany Perforated Перфорированный	700	850607000	850807000	851007000	851207000	851407000	851607000	851807000
	1000	850610000	850810000	851010000	851210000	851410000	851610000	851810000
	1500	850615000	850815000	851015000	851215000	851415000	851615000	851815000
	1700	850617000	850817000	851017000	851217000	851417000	851617000	851817000
	500	850605001	850805001	851005001	851205001	851405001	851605001	851805001
	700	850607001	850807001	851007001	851207001	851407001	851607001	851807001
	1000	850610001	850810001	851010001	851210001	851410001	851610001	851810001
	1500	850615001	850815001	851015001	851215001	851415001	851615001	851815001
	1700	850617001	850817001	851017001	851217001	851417001	851617001	851817001
	500	850605005	850805005	851005005	851205005	851405005	851605005	851805005
Perforowany z kontrastem RTG Perforated with X-ray contrast Перфорированный с рентгенконтрастом	700	850607005	850807005	851007005	851207005	851407005	851607005	851807005
	1000	850610005	850810005	851010005	851210005	851410005	851610005	851810005
	1500	850615005	850815005	851015005	851215005	851415005	851615005	851815005
	1700	850617005	850817005	851017005	851217005	851417005	851617005	851817005
	500	850605006	850805006	851005006	851205006	851405006	851605006	851805006
	700	850607006	850807006	851007006	851207006	851407006	851607006	851807006
	1000	850610006	850810006	851010006	851210006	851410006	851610006	851810006
	1500	850615006	850815006	851015006	851215006	851415006	851615006	851815006
	1700	850617006	850817006	851017006	851217006	851417006	851617006	851817006
	500	850605007	850805007	851005007	851205007	851405007	851605007	851805007

Zestawy do aktywnego drenażu Active drainage sets Комплекты для активного дренажа	Długość Length Длина	Pojemność ml Capacity ml Емкость мл		
		150	300	400
		Podciśnienie Vacuum Вакуумметрическое давление		
		N 80 mmHg	N 78 mmHg	N 66 mmHg
Butelka do drenażu Drainage bottle Контейнер для дренажа		800001503	800003003	800004003
Typ A - z jednym przewodem ssącym Type A - with one suction tube Тип А - с одной отсасывающей трубкой		800001500	800003000	800004000
Typ B - z dwoma przewodami ssącymi Type B - with two suction tubes Тип В - с двумя отсасывающими трубками		800001501	800003001	800004001
Typ C - z przewodem ssącym i przewodem do opróżniania Type C - with suction and evacuation tube Тип С - с отсасывающей трубкой и трубкой для опорожнения комплекта		800001502	800003002	800004002
Zestaw z przewodem ssącym i zaworem antyrefluksyjnym Set with suction tube and anti-reflux valve Комплект с отсасывающей трубкой и противвозвратным вентилем		800001504	800003004	800004004
Typ Mini Type Mini Тип Мини		Pojemność ml Capacity ml Емкость мл	Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный	25 800000252

Cewniki Thorax z kontrastem RTG i trokarem Thorax drainage catheters with X-ray contrast and trocar Катетеры Thorax с рентгенконтрастом и с троакаром	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр					
		5,3 mm CH 16	6,7mm CH 20	8,0 mm CH 24	9,3 mm CH 28	10,7 mm CH 32	12,0 mm CH 36
		Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный					
		400	651604003	652004003	6524044003	652804003	653204003
06 04 02							

Dreny do ran typu Ulmer Ulmer wound drains Дрены для ран типу Ulmer	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр						
		2,0 mm	2,7 mm	3,3 mm	4,0 mm	4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm
		CH 6	CH 8	CH 10	CH 12	CH 14	CH 16	CH 18
		Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный						
Perforowany Perforated Перфорированный	500	850605007	850805007	851005007	851205007	851405007	851605007	851805007
	700	850607007	850807007	851007007	851207007	851407007	851607007	851807007
	750	850607507	850807507	851007507	851207507	851407507	851607507	851807507
	1000	850610007	850810007	851010007	851210007	851410007	851610007	851810007
	1500	850615007	850815007	851015007	851215007	851415007	851615007	851815007
	1700	850617007	850817007	851017007	851217007	851417007	851617007	851817007
Perforowany z kontrastem RTG Perforated with X-ray contrast Перфорированный с рентгенконтрастом	500	850605008	850805008	851005008	851205008	851405008	851605008	851805008
	700	850607008	850807008	851007008	851207008	851407008	851607008	851807008
	750	850607508	850807508	851007508	851207508	851407508	851607508	851807508
	1000	850610008	850810008	851010008	851210008	851410008	851610008	851810008
	1500	850615008	850815008	851015008	851215008	851415008	851615008	851815008
	1700	850617008	850817008	851017008	851217008	851417008	851617008	851817008
Perforowany z trokarem dwustronne ściętym Perforated with a trocar beveled on two sides Перфорированный с троакаром с двусторонним срезанием	500	850605009	850805009	851005009	851205009	851405009	851605009	851805009
	700	850607009	850807009	851007009	851207009	851407009	851607009	851807009
	750	850607509	850807509	851007509	851207509	851407509	851607509	851807509
	1000	850610009	850810009	851010009	851210009	851410009	851610009	851810009
	1500	850615009	850815009	851015009	851215009	851415009	851615009	851815009
	1700	850617009	850817009	851017009	851217009	851417009	851617009	851817009
Perforowany z trokarem trójstronne ściętym Perforated with a trocar beveled on three sides Перфорированный с троакаром с тройстронним срезанием	500	850605002	850805002	851005002	851205002	851405002	851605002	851805002
	700	850607002	850807002	851007002	851207002	851407002	851607002	851807002
	750	850607502	850807502	851007502	851207502	851407502	851607502	851807502
	1000	850610002	850810002	851010002	851210002	851410002	851610002	851810002
	1500	850615002	850815002	851015002	851215002	851415002	851615002	851815002
	1700	850617002	850817002	851017002	851217002	851417002	851617002	851817002
Perforowany z kontrastem RTG i trokarem dwustronne ściętym Perforated with X-ray contrast and trocar beveled on two sides Перфорированный с рентгенконтрастом и с троакаром с двусторонним срезанием	500	850605089	850805089	851005089	851205089	851405089	851605089	851805089
	700	850607089	850807089	851007089	851207089	851407089	851607089	851807089
	750	850607589	850807589	851007589	851207589	851407589	851607589	851807589
	1000	850610089	850810089	851010089	851210089	851410089	851610089	851810089
	1500	850615089	850815089	851015089	851215089	851415089	851615089	851815089
	1700	850617089	850817089	851017089	851217089	851417089	851617089	851817089

Cewniki Thorax z kontrastem RTG Thorax drainage catheters with X-ray contrast Катетеры Thorax с рентгенконтрастом	Średnica Diameter Диаметр										
	5.3 mm	6.0 mm	6.7 mm	7.3 mm	8.0 mm	8.7 mm	9.3 mm	10.0 mm	10.7 mm	11.3 mm	12.0 mm
	CH 16	CH 18	CH 20	CH 22	CH 24	CH 26	CH 28	CH 30	CH 32	CH 34	CH 36
	Długość Length Длина										
	490 mm	490 mm	490 mm	490 mm	555 mm						
	Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный										
Proste Straight Простые	651604900	651804900	652004900	652204900	652405500	652605500	652805500	653004900	653205500	653405500	653605500
Zgięte 45° Angled 45° Изогнутые 45°	651604901	651804901	652004901	652204901	652405501	652604901	652805501	653004901	653205501	653404901	653605501
Zgięte 90° Angled 90° Изогнутые 90°	651604902	651804902	652004902	652204902	652405502	652604902	652805502	653004902	653205502	653404902	653605502



Zgębniki Oesophageal tubes Зонды	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр							
		2,0 mm	2,7 mm	3,3 mm	4,0 mm	4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm
		CH 6	CH 8	CH 10	CH 12	CH 14	CH 16	CH 18	CH 20
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный									
Żołądkowe Stomach tubes Желудочные	800	670608000	670808000	671008000	671208000	671408000	671608000	671808000	672008000
	1000	670610000	670810000	671010000	671210000	671410000	671610000	671810000	672010000
	1250	670612500	670812500	671012500	671212500	671412500	671612500	671812500	672012500
	1500	670615000	670815000	671015000	671215000	671415000	671615000	671815000	672015000
Żołądkowe z kontrastem RTG Stomach tubes with X-ray contrast Желудочные с рентгенконтрастом	800	670608001	670808001	671008001	671208001	671408001	671608001	671808001	672008001
	1000	670610001	670810001	671010001	671210001	671410001	671610001	671810001	672010001
	1250	670612501	670812501	671012501	671212501	671412501	671612501	671812501	672012501
	1500	670615001	670815001	671015001	671215001	671415001	671615001	671815001	672015001
Dwunastnicze Duodenal tubes Для двенадцатиперстной кишки	1250	680612500	680812500	681012500	681212500	681412500	681612500	681812500	682012500
	1500	680615000	680815000	681015000	681215000	681415000	681615000	681815000	682015000
Dwunastnicze z kontrastem RTG Duodenal tubes with X-ray contrast Для двенадцатиперстной кишки с рентгенконтрастом	1250	680612501	680812501	681012501	681212501	681412501	681612501	681812501	682012501
	1500	680615001	680815001	681015001	681215001	681415001	681615001	681815001	682015001

Cewniki do karmienia niemowląt Feeding catheters Катетеры для вскармливания новорожденных	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр			
		1,7 mm	2,0 mm	2,8 mm	3,3 mm
		CH 5	CH 6	CH 8	CH 10
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный					
	400	690504000	690604000	690804000	691004000
	600	690506000	690606000	690806000	691006000
	1000	690510000	690610000	690810000	691010000
	400	690504001	690604001	690804001	691004001
	600	690506001	690606001	690806001	691006001
	1000	690510001	690610001	690810001	691010001
S - skalowane np. 690604001 S		S - with scale e.g. 690604001 S	S - с градуировкой нап. 690604001 S		








Zgębniki typ Salem Salem sump tube Зонды Салем	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр			
		4,7 mm	5,3 mm	6,0 mm	6,7 mm
		CH 14	CH 16	CH 18	CH 20
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный					
	1250	671412505	671612505	671812505	672012505


Cewniki pojedyncze do podawania tlenu Single lumen oxygen catheters Единичные носовые кислородные катетеры	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр			
		2,7 mm	3,3 mm	4,0 mm	
		CH 8	CH 10	CH 12	
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный					
	400	700804000	701004000	701204000	
	400	700804003	701004003	701204003	

Średnica Diameter Диаметр								Długość Length Длина	Zgębińki Oesophageal tubes Зонды
7,3 mm	8,0 mm	8,7 mm	9,3 mm	10,0 mm	10,7 mm	11,3 mm	12,0 mm		
CH 22	CH 24	CH 26	CH 28	CH 30	CH 32	CH 34	CH 36		
Numer katalogowy Reference numer Номер каталогный									
672208000	672408000	672608000	672808000	673008000	673208000	673408000	673608000	800	Żołądkowe Stomach tubes Желудочные
672210000	672410000	672610000	672810000	673010000	673210000	673410000	673610000	1000	
672212500	672412500	672612500	672812500	673012500	673212500	673412500	673612500	1250	
672215000	672415000	672615000	672815000	673015000	673215000	673415000	673615000	1500	
672208001	672408001	672608001	672808001	673008001	673208001	673408001	673608001	800	Żołądkowe z kontrastem RTG Stomach tubes with X-ray contrast Желудочные с рентгенконтрастом
672210001	672410001	672610001	672810001	673010001	673210001	673410001	673610001	1000	
672212501	672412501	672612501	672812501	673012501	673212501	673412501	673612501	1250	
672215001	672415001	672615001	672815001	673015001	673215001	673415001	673615001	1500	
682212500	682412500	682612500	682812500	683012500	683212500	683412500	683612500	1250	Dwunastnicze Duodenal tubes Для двенадцатиперстной кишки
682215000	682415000	682615000	682815000	683015000	683215000	683415000	683615000	1500	
682212501	682412501	682612501	682812501	683012501	683212501	683412501	683612501	1250	Dwunastnicze z kontrastem RTG Duodenal tubes with X-ray contrast Для двенадцатиперстной кишки с рентгенконтрастом
682215001	682415001	682615001	682815001	683015001	683215001	683415001	683615001	1500	

Cewniki podwójne do podawania tlenu Nasal oxygen cannulae Двойные носовые кислородные катетеры			Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр			
				5,3 mm			
				CH 16			
	Standardowy Standard Стандарт	Numer katalogowy Reference numer Номер каталогный	1500		701615001		
			2100		701621001		
			4200		701642001		
			5000		701650001		
			10 000		701600101		
	Regulowany Adjustable Регулированный	Numer katalogowy Reference numer Номер каталогный	1500		701615002		
			2100		701621002		
			3000		701630002		
			5000		701650002		









Przedłużacze do tlenu Extension tubes for oxygen Удлинители			Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр			
				5,3 / 3,5	6,0 / 4,0	6,6 / 4,4	
				Numer katalogowy Reference numer Номер каталогный			
			1000	741610002	741810002	742010002	
			1500	741615002	741815002	742015002	
			2000	741620002	741820002	742020002	
			2100	741621002	741821002	742021002	
			3000	741630002	741830002	742030002	
			5000	741650002	741850002	742050002	
			10000	741600102	741800102	742000102	


Końcówki i zestawy do odsysania pola operacyjnego, przewody ssące Suction handles and suction sets for operative field, connecting tubes Наконечники и комплекты для отсасывания операционного поля, отсасывающие трубы	Kontrola ssania Suction control Контроль отсасывания	Średnica Diameter Диаметр					
		2	3	4	6	8	10
		Typ Type Вариант					
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный							
 <p>Standard Conventional Стандартные</p>	<p>+</p>				KS-6-S	KS-8-S	KS-10-S
					771802511	772402511	773002511
		KS-2	KS-3	KS-4	KS-6	KS-8	KS-10
		770602001	770902001	771202001	771802501	772402501	773002501
 <p>Perforowane Perforated (Yankauer) Перфорированные</p>	<p>+</p>				KP-6-S	KP-8-S	KP-10-S
					771802512	772402512	773002512
					KP-6	KP-8	KP-10
					771802502	772402502	773002502
 <p>Spłaszczone Flattened (Duckbill) Сплющенные</p>	<p>+</p>				KD-6-S	KD-8-S	KD-10-S
					771802513	772402513	773002513
					KD-6	KD-8	KD-10
					771802503	772402503	773002503
 <p>Punktowe Pinpoint Пунктирные</p>	<p>+</p>				KPK-6-S		
					771802514		
					KPK-6		
					771802504		
 <p>Kanki zgięte Pool - angled Изогнутая клещирная трубка</p>	<p>-</p>				KKZ-8/6		
					771802505		
 <p>Kanki proste Pool - straight Прямая клещирная трубка</p>	<p>-</p>				KKP-8/6		
					771802506		
 <p>Z kulką Bulbous С шариком</p>	<p>+</p>				KB-6-S		
					771802517		
					KB-6		
					771802507		

Przewody ssące Connecting suction tubes Отсасывающие трубы	gładkie plain гладкие	WP			Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр	Typ Type Вариант	Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный
profiliowane corrugated профилированные	W			2100	6	WP6	W6	791821000

	Zestawy do odsysania pola operacyjnego Suction sets for operative field Комплекты для отсасывания операционного поля	Średnica Diameter Диаметр					
		2	3	4	6	8	10
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный							
					KS-6-S+W6	KS-8-S+W8	KS-10-S+W10
					781802511	782402511	783002511
	KS-2+W6	KS-3+W6	KS-4+W6	KS-6+W6	KS-8+W8	KS-10+W10	
	780602001	780902001	781202001	781802501	782402501	783002501	
				KP-6-S+W6	KP-8-S+W8	KP-10-S+W10	
				781802512	782402512	783002512	
				KP-6+W6	KP-8+W8	KP-10+W10	
				781802502	782402502	783002502	
				KD-6-S+W6	KD-8-S+W8	KD-10-S+W0	
				781802513	782402513	783002513	
				KD-6+W6	KD-8+W8	KD-10+W10	
				781802503	782402503	783002503	
				KPK-6-S+W6			
				781802514			
				KPK-6+W6			
				781802504			
				KKZ-8/6+W6			
				781802505			
				KKP-8/6+W6			
				781802506			
				KB-6-S+W6			
				781802517			
				KB-6+W6			
				781802507			





Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр	Typ Type Вариант	Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный
2100	8	WP8	792421000
		W8	
	10	WP10	793021000
		W10	

Końcówki i zestawy do odsysania pola operacyjnego z rączką GAL-FLEX, przewody ssące Suction handles and suction sets for operative field with GAL-Flex handle, connecting tubes Наконечники и комплекты для отсасывания операционного поля с ручкой GAL-Flex, отсасывающие трубы	Średnica Diameter Диаметр						2	
	2	3	4	6	8	10		
	Typ Type Вариант							
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный								
	Standard Conventional Стандартные			RS-6	RS-8	RS-10		
	Standard mikrochirurgiczne Conventional for microsurgery Стандартные для микрохирургии	RS-2	RS-3	RS-4			 RS-2 +GAL-Flex 730601511	
	Perforowane Perforated (Yankauer) Перфорированные	730601501	730901501	731201501	RP-6	RP-8	RP-10	
	Spłaszczone Flattened (Duckbill) Сплющенные				RD-6	RD-8	RD-10	
	Punktowe Pinpoint Пунктирные				RPK-6			
	Kanki zgięte Pool - angled Изогнутая клестиальная трубка				731801504			
	Kanki proste Pool - straight Прямая клестиальная трубка				RKZ-8/6			
	Z kulką Bulbous С шариком				731801505			
					RKP-8/6			
					731801506			
					RB-6			
					731801507			

Przewody ssące Connecting tubes Отсасывающие трубы	gładkie plain гладкие	WP			Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр	Typ Type Вариант	Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный
Przewody ssące Connecting tubes Отсасывающие трубы	profilowane corrugated профицированные	W			2100	10	WP10	793021000
							W10	

Średnica Diameter Диаметр					Średnica Diameter Диаметр					
3	4	6	8	10	2	3	4	6	8	10
Typ Type Вариант					Typ Type Вариант					
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный					Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный					
		RS-6 +GAL-Flex	RS-8 +GAL-Flex	RS-10 +GAL-Flex				RS-6 +GAL-Flex +W10	RS-8 +GAL-Flex +W10	RS-10 +GAL-Flex +W10
		731801511	732401511	733001511				731801521	732401521	733001521
RS-3 +GAL-Flex	RS-4 +GAL-Flex					RS-2 +GAL-Flex +W10	RS-3 +GAL-Flex +W10	RS-4 +GAL-Flex +W10		
730901511	731201511					730601521	730901521	731201521		
		RP-6 +GAL-Flex	RP-8 +GAL-Flex	RP-10 +GAL-Flex				RP-6 +GAL-Flex +W10	RP-8 +GAL-Flex +W10	RP-10 +GAL-Flex +W10
		731801512	732401512	733001512				731801522	732401522	733001522
		RD-6 +GAL-Flex	RD-8 +GAL-Flex	RD-10 +GAL-Flex				RD-6 +GAL-Flex +W10	RD-8 +GAL-Flex +W10	RD-10 +GAL-Flex +W10
		731801513	732401513	733001513				731801523	732401523	733001523
		RPK-6 +GAL-Flex						RPK-6 +GAL-Flex +W10		
		731801514						731801524		
		RKZ-8/6 +GAL-Flex						RKZ-8/6 +GAL-Flex +W10		
		731801515						731801525		
		RKP-8/6 +GAL-Flex						RKP-8/6 +GAL-Flex +W10		
		731801516						731801526		
		RB-6 +GAL-Flex						RB-6 +GAL-Flex +W10		
		731801517						731801527		

Rączka GAL-Flex Handle GAL-Flex Ручка GAL-Flex	nr katalogowy reference number Номер каталожный
	730000000

Przedłużacze, przewody ssące, dreny Extension tubes, connecting tubes, drains Удлинители, дренажные трубы, дрены	Długość Length Длина	Średnica Diameter Диаметр		D/d				
		5,3 / 3,5	6,0 / 4,0	6,6 / 4,4	8,0 / 5,6			
		9,0 / 5,0	9,0 / 6,6	10,0 / 7,0	12,0 / 8,0			
Numer katalogowy Reference numer Номер каталожный								
    Przedłużacze Extension tubes Удлинители	1000	741610002	741810002	742010002	742210002			
	1500	741615002	741815002	742015002	742215002			
	2000	741620002	741820002	742020002	742220002			
	2100	741621002	741821002	742021002	742221002			
	3000	741630002	741830002	742030002	742230002			
	5000	741650002	741850002	742050002	742250002			
	10000	741600102	741800102	742000102	742200102			
   Przewody do ssaka Connecting suction tubes Дренажные трубы	1500				742415001	742715001	743015001	743615001
	2000				742420001	742720001	743020001	743620001
	2500				742425001	742725001	743025001	743625001
	3000				742430001	742730001	743030001	743630001
	4000				742440001	742740001	743040001	743640001
	5000				742450001	742750001	743050001	743650001
   Przewody rozszerzane Expanded tubes Раздувные дренажные трубы	1500				742415003	742715003	743015003	743615003
	2000				742420003	742720003	743020003	743620003
	2500				742425003	742725003	743025003	743625003
	3000				742430003	742730003	743030003	743630003
	4000				742440003	742740003	743040003	743640003
	5000				742450003	742750003	743050003	743650003
  Dreny balonowe w zwojach Balloon drains in coils Воздухоплавательные дренажные трубы в свитках	20 ÷ 100 m	741600003	741800003	742000003	742400003	742700013	742700003	743000003
								743600003
  Dreny w zwojach * Drains in coils * Дренажные трубы в свитках *	20 ÷ 100 m	741600000	741800000	742000000	742400000	742700020	742700000	743000000
								743600000
* na zamówienie dreny o średnicach custom-made drains of diameter по заказу дренажные трубы с диаметром						1,3 - 18,0 mm 1.3 - 18.0 mm 1,3 - 18,0 мм		

Akcesoria Accessories Аксессуары	Materiał Material Материал	nr katalogowy reference number Номер каталожный			Materiał Material Материал	nr katalogowy reference number Номер каталожный	
		niejałowe non-sterile нестерильные	jałowe sterile стерилизованный			niejałowe non-sterile нестерильные	jałowe sterile стерилизованный
Zatyczki Plugs Заглушки	PP PP ПП	750000000	750000001	Zaciski Clamps Зажимы	PP PP ПП	820000000	-
Łączniki Link connectors Соединители	PP PP ПП	760000000	760000001	Trójniki Adapters Тройники	PCW PVC ПХВ	830000000	-
Łącznik prosty schodkowy Straight barbed connector Прямой колючий соединитель		760000020	760000021	Redukcje Reductions Редукции	PCW PVC ПХВ	830000001 830000002	-
Łączniki z kontrolą odsysania Link connectors with suction control "Fingertip" Соединители с контроллью отсасывания	PCW PVC ПХВ	760000010	760000011	Trójnik z łącznikami Adapter with link connectors Тройник с соединителями		830000001	830000011

Numer katalogowy

Reference number

Номер каталожный

6	9	1	0	0	4	0	0	1	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kod wyrobu
Code of the product
Код продукта

Rozmiar w Charrier'ach
Size in Charrier
Размер Charrier

Długość
Length
Длина

Cecha (np. skalowany)
Feature (e.g. with scale)
Черта (напр. со шкалой)

Typ lub wersja wyrobu
Type or version of the product
Тип или вариант продукта

SPIS TREŚCI / CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ

CEWNIKI UROLOGICZNE HYDROFILOWE Hydrophilic urologic catheters Гидрофильтные урологические катетеры	4	ZESTAWY DO AKTYWNEGO DRENAŻU Active drainage sets Комплекты для активного дренажа	32
CEWNIKI UROLOGICZNE Urologic catheters Урологические катетеры	12	DRENY DO RAN TYPU REDON Redon wound drain Дрены для ран тип Redon	34
CEWNIKI REKTALNE I KANKI DOODBYTNICZE Rectal catheters and rectal tubes Ректальные катетеры и ректальные зонды	15	DRENY DO RAN TYPU ULMER Ulmer wound drain Дрены для ран тип Ulmer	35
CEWNIKI DO ODSYSANIA GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH Suction catheters for upper respiratory tract Катетеры для отсасывания верхних дыхательных путей	16	DRENY BRZUSZNE Abdominal drains Вентральные дренажные трубки	36
ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE I DWUNASTNICZE Stomach and duodenal tubes Желудочные зонды и для двенадцатиперстной кишки	20	WORECZKI LAPAROSKOPOWE GAL-BAG GAL-BAG Endobag Лапароскопические мешочки GAL-BAG	37
CEWNIKI DO KARMIENIA NIEMOWLĄT Feeding catheters Катетеры для вскармливания новорожденных	23	PRZEDUŻACZE, PRZEWODY SSĄCE, DRENY Extension tubes, connecting tubes, drains Удлинители, дренажные соединительные трубы	38
ZGŁĘBNIKI ŻOŁĄDKOWE typu SALEM Salem Sump tube Желудочные зонды тип Салем	24	KOŃCÓWKI I ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO, PRZEWODY SSĄCE Suction handles and suction sets for operative field, connecting tubes Наконечники и комплекты для отсасывания операционного поля, отсывающие трубы	40
CEWNIKI THORAX Thorax drainage catheters Катетеры Thorax	25	KOŃCÓWKI I ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO Z RĄCZKĄ GAL-FLEX, PRZEWODY SSĄCE Suction handles and suction sets for operative field with GAL-Flex handle, connecting tubes Наконечники и комплекты для отсасывания операционного поля с ручкой GAL-Flex, отсывающие трубы	45
CEWNIKI DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS Nasal oxygen catheters and cannula Носовые кислородные катетеры	28	AKCESORIA Accessories Аксессуары	52
WORECZKI DO POBIERANIA PRÓBEK MOCZU U NIEMOWLĄT Urinal bags for infants and little children Мешочки для собора проб мочи у младенцев	30	NUMERY KATALOGOWE WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH WYROBÓW Reference numbers of all available products Номер каталогный всех доступных продуктов	55-66
PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA KRWI Sets for blood transfusion Приборы для переливания крови	31		

Wytwarznia Sprzętu Medycznego
Medical Equipment Producer
Завод Медицинского Оборудования

GALMED®

Łęczycka 65
85-737 Bydgoszcz
POLAND



+48 52 342 03 99
+48 52 342 66 88
fax +48 52 345 26 26



biuro@galmed.com.pl
www.galmed.com.pl
www.galmed.eu

